



<relaxmyway



REFLEXOMED II



< relaxmyway

A 2000-ben történt alapítása óta a CASADA név egyet jelent kiváló minőségű masszáz és fitness termékekkel. Napjainkban 37 országban kaphatók a CASADA-termékek.

A CASADA-termékeket nem csak a folyamatos fejlesztés, az egyedi formatervezés és az életminőség javítására összpontosító nagyfokú irányultság jellemzi, kitűnnek megbízható és kiváló minőségükkel is.

Gratulálunk!

Őn e masszázskészülék megvásárlásával tanújelét adta egészségtudatosságának.

Annak érdekében, hogy a készülék előnyeit sokáig élvezhesse, kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat és tartsa be azokat!

Sok örömet kívánunk **Reflexomed II** készüléke használata során.

Tartalomjegyzék

Biztonsági utasítások	54
A csomag tartalma	54
Technikai adatok	55
Üzembe helyezés	55
Távírányító	56
Felszereltség Funkciók	56
Különlegességek	57
Talp reflex zónák	58
Hibakeresés	60
Tárolás / Karbantartás	60
EU egyezőségi nyilatkozat	61
Garancia rendelkezések	61

Biztonsági utasítások



Mielőtt a masszírozó készüléket üzembe helyezi, a kifogástalan funkció és az optimális működés biztosítása érdekében, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat. Kérjük, őrizze meg a kezelési útmutatót!


- Ez a masszírozó készülék megfelel a technika elfogadott alapelveinek és az aktuális biztonsági előírásoknak.
- A készülék nem igényel karbantartást. Az esetlegesen szükséges javítást csak engedélyezett szakember végezheti. A szakszerűtlen használat és a nem engedélyezett javítás biztonsági okokból tilos és a garancia is érvényét veszti.
- A hálózati csatlakozót soha ne érintse meg nedves kézzel.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen vízzel, magas hőmérséklettel vagy közvetlen nap-sugárzással.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati kábelt az aljzatból annak érdekében, hogy elkerülje a rövidzárlat veszélyét.
- Ne használjon sérült csatlakozót, kábelt vagy laza foglalatot. Ha a csatlakozó vagy a kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, a szerviz-képviselővel vagy képzett szakemberrel. Működési hiba esetén, kérjük, azonnal szakítsa meg az összeköttetést az áramellátással. A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért nem vállalunk felelősséget.
- Az izomzat és az idegek túlzott ingerlésének elkerülése érdekében, ne lépje túl a javasolt 30 perces masszázsidőt.
- Soha ne használjon hegyes vagy éles tárgyakat.
- Tilos a masszírozás, ha Ön terhes és/vagy a következő panaszok valamelyike vagy akár több is fennáll a masszírozott területen: friss sérülés, trombózisos megbetegedések, bármilyen jellegű gyulladások vagy duzzanatok, valamint rák. Testi fogyatékoság és betegség kezelése esetén javasoljuk, hogy kérje ki orvosa tanácsát.
- Ha Ön elektromos segédeszközzel, például szívritmus-szabályzóval rendelkezik, akkor a masszázs előtt feltétlenül kérjen orvosi tanácsot.

A csomag tartalma

- ReflexoMed II lábmasszírozó készülék
- Távirányító
- Szövet betétek

Technikai adatok

Méretetek:	48,1 x 40,2 x 24,8 cm
Súly:	8,5 kg
Feszültség:	Bemenet AC 220-240 V ~ 50 60 Hz
Névleges teljesítmény:	65 Watt
Menetidő:	10 perc
Tanusítványok:	



- A Távirányító tartója
- B Lábüregek
- C Szövet betétek
- D Távirányító

Üzembe helyezés

Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken megadott feszültség értékekkel. Ha még nem történt meg, csatlakoztassa a hálózati vezetékét az elektromos dugaljhoz.

Távírányító



GOMB	FUNKCIÓ
ON OFF	Nyomja meg az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához. A készülék standard RELIEF üzemmódban, a legalacsonyabb légnyomással (WEAK) indul el.
SZÜNET	Használat során nyomja meg a SZÜNET gombot, ha minden funkciót szüneteltetni szeretne.
LÉGNYOMÁS	3 erősségi fokozat: GYENGE KÖZEPES ERŐS
MÓDOZAT	Mialatt a készülék üzemel, meg tudja változtatni a Módokat. A standard módokat a RELIEF mód. A VIGOR vagy ZONE használatához, kérjük nyomja meg a megfelelő gombot a távirányítón.

Az automata masszázs 10 percig tart. A masszázskészülék ezen idő lejáta után automatikusan kikapcsol, annak érdekében, hogy egy esetleges túlmelegedést megakadályozzon. Minden használat után húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából.

Felszereltség | Funkciók

FUNKCIÓ	Leírás
RELIEF	Az A RELIEF módot ellazulást megkönnyebbülést jelent.
VIGOR	A B VIGOR módot erősséget jelent. Ebben a módotban megnő a sebesség és a légnyomás valamivel erősebb lesz. A légnyomás intenzitása manuálisan szabályozható.
ZONE	ZONE módotban a masszázs bizonyos ideig a egy adott részére koncentrál. A légnyomás intenzitása manuálisan szabályozható.

Különlegességek



LÉGNYOMÁS

A felfújódó és elernyedő légpárnák pumpáló hatást okoznak, amik természetes izomreflexeket váltanak ki.



TALP REFLEX ZÓNÁK

A talpreflexzóna masszázs regenerálja a talp izomzatát és harmonizálón hat a szervezet majdnem minden szervére.



LÁBGÖRGŐK

Delux lábmassázs – ezeket az egyedülálló lábgörgőket otthon bármikor élvezheti.



AUTOMATA

A speciálisan kifejlesztett automata programok a különböző masszázstechnikák széles palettáját kínálják.




AKUPRESSZÚRÁS PONTOK

A bokán található döntő fontosságú akupresszúrás pontokat is masszírozza.



3D MASSZÁZS

Ezen új technika során a masszázrobot nem csak fel és le mozog, hanem előre és hátra is.



Talp reflex zónák

A talp reflexzóna masszázsnak az az előnye a teljes testmasszázzsal szemben, hogy a talpon a különböző szerveink kb. 72.000 idegvégződése található. A célzottan végzett masszázs a szervezetet pozitívan befolyásolja és növeli a jó közérzetet.

A talp reflexzónák gondos masszírozása többek között élénkíti az anyagcserét és a vérkeringést, felgyorsítja az emésztést és támogatja a test öngyógyító folyamatait.

Minél többet foglalkozunk a lábaink vitalitásával, annál jobban érzi magát a testünk. A lábakat mikro-rendszerként kell értelmeznünk, amiben a teljes szervezetünk visszatükröződik és egyénileg gondoskodni lehet róla.



Talp reflex zónák



- > A lábak elhanyagolása az egész testre negatív hatást gyakorolhat.
- > A test helytelen tartása izomfeszültségeket eredményezhet. Ezek pedig hátrányosan hatnak a gerincoszlopra és az idegpályákra és további testi panaszokat okoznak.
- > Az alvászavarok és a hideg lábak legtöbbször a keringési zavarok következményei.
- > A túl sok ülés és mozgáshiány duzzadt lábakat, izomgörcsöket és vértorlódást okozhatnak.
- > Lássá el a lábait elégséges energiával, hogy az izomzatba ágyazott erek az egész testet ismét elláthassák vérrel.

Hibakeresés

HIBAJELENSÉG

A készülék az áramhálózatra van csatlakoztatva, mégsem működik.

HIBAELHÁRÍTÁS

- 1) Ellenőrizze az összeköttetést az adapterrel.
- 2) Túl hosszú használat esetén a készülék túlmelegedhet. Kapcsolja ki a készüléket és hagyja 30-50 percig hűlni.

Tárolás | Tisztítás

Rendszeres ápolással növelhető az Ön masszázskészülékének az élettartama, és ugyanakkor biztosítja a biztonságos működést.

1. Ajánlott tárolás: száraz, pormentes helyen.
2. Ne hagyjon folyadékot és nyílt lángot a készülék közelében.
3. A készüléket csak száraz, puha törülközővel tisztítsa.
4. Amikor nem használja a készüléket, mindig válassza le az elektromos hálózatról.

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelel a 2014/30/EU európai irányelveknek.

Garancia rendelkezések

A kereskedő a túloldalon leírt termékre a törvényben előírt jótállási (garancia) időt biztosítja. A garancia a vásárlás dátumától érvényes. A vásárlás dátuma a vásárlási bizonylattal igazolható.

A kereskedő a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, melyeknél hibát állapítottak meg, ingyen javítja vagy cseréli. Ez nem vonatkozik a kopó alkatrészekre, például az anyagfedésekre. A garanciaigény feltétele a hibás készülék és a vásárlási bizonylat beküldése a garanciaidő lejártá előtt.

A garanciaigény érvényét veszti, ha a hibáról kiderül, hogy pl. külső behatás vagy nem a gyártó vagy hivatalos szerződéses kereskedő által végzett javítás vagy módosítás okozta.

Az eladó által biztosított garancia a termék javítására, illetve cseréjére vonatkozik. E garancia keretében a gyártó, illetve az eladó nem vállal további felelősséget és nem felel olyan károkért, melyeket a használati utasítás figyelmen kívül hagyása és/vagy a termék nem rendeltetésszerű használata okozott.

Ha a gyártónál a termék vizsgálatakor kiderül, hogy a garanciális követelés egy, a garanciában nem szereplő hibára vonatkozik vagy a garanciaidő lejárt, az ellenőrzés és javítás költségeit az ügyfélnek kell viselnie.

Jogi tudnivaló: A tartalmak egyike sem kepez gyógyászati kijelentést. Betegségek és más testi zavarok diagnózisa és terápiaja orvosi, természetgyógyászati vagy terapeuta általi kezelést tesznek szükségessé. Az adatok kizárólag informatív jellegűek és nem potolhatják az orvosi kezelést. Minden felhasználó köteles gondos ellenőrzés és adott esetben egy specialistaival történő konzultáció után megállapítani, hogy az alkalmazás előnyös-e a konkrét esetben. Minden alkalmazás vagy terápia a felhasználó felelősségére történik. Tartozkodunk bármilyen gyógyászati kijelentésektől vagy ígéretektől.

Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com | www.casada.com

Casada Hungary Kft
7622 Pécs, Siklósi u. 22.
Telefon: (+36) 72/551-781
Fax: (+36) 72/551-556
office@casada.hu | www.casada.hu

A képek és szövegek a Casada International GmbH szerzői jogvédelme alatt állnak, és azokat kifejezett jóváhagyás nélkül nem szabad felhasználni.

Copyright © 2018 CASADA International GmbH.

Minden jog fenntartva.

