

TITAN

AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ GERINCTERÁPIÁS
MASSZÁZSRENDSZER



< time to relax

Az emberi agy egy komplex szerv – számtalan idegsejtből áll, amiket neuronoknak is neveznek. Minden sejt folyamatosan apró elektronikus impulzusokat bocsát ki. Minden gondolatot, minden hangot és minden benyomást, mindent az apró elektronikus impulzusok közvetítenek; ez úgymond az agy nyelve.

Ezen impulzusok összessége grafikus megjelenítve egy hullám formát eredményez. Ezeket a hullámokat nevezzük agyhullámoknak.

A braintronics audióstimuláció, a vezetett meditáció és a jótévő masszázs kombinációja az agyban az agyhullámok szinkronizációján keresztül különböző nyugalmi állapotok elérését teszi lehetővé. Teljesen mindegy, hogy Ön tartósan jobban koncentrálni, pihenni vagy magát kényeztetni akarja – a Casada család masszázsfoteleivel minden lehetséges.

LED ÉRINTŐKÉPERNYŐ

A legújabb felhasználói felület UI operációs rendszerrel ellátott érintőképernyőn jeleníti meg a masszázs folyamatát. A masszázsprogramok egyetlen gombnyomással vezérelhetők.



SZTEREO HANGSZÓRÓ

A vonzó funkciók mellett a fotel rendelkezik sztereo hangszórókkal a test és lélek mély kikapcsolódása/relaxálása érdekében.

A NICAM sztereo hangszórók egyedülálló élményt nyújtanak a hallgatók számára.



INTELLIGENS TEST SZKENNELÉS

Többtényezős beállítási rendszert és intelligens algoritmust használnak, hogy átfogóbb elemzést biztosítsanak.

Több rögzített számlálási jel, gyorsabb válaszok és pontosabb ellenőrzés a test átvizsgálásakor és a masszázs technikák szabályozásakor.

KETTŐS MECHANIZMUS

A speciális 2D masszázsróbot a 3D masszázsróbottal kombinálva szinkronizált masszázst nyújt, amely hasonló ahhoz, mintha egyszerre négy kézzel masszíroznák.

RUGALMAS PÁLYA

A hosszú masszázstűt miatt a rugalmas pálya boltív alakúvá nyílhat, hogy megemlje a hátát. Ebben a híd tartásban valóban eléri a thai nyújtó masszázs élményét.

ÁLLÍTHATÓ LÉGNYOMÁS INTENZITÁS

Teljes lazítás a váltól a lábujjakig. Összesen 38 légszák állítható légnymás intenzitással.

KETTŐS MELEGÍTŐ FUNKCIÓ

A grafén a legújabb, legerősebb, legvékonyabb, leginkább vezetőképes anyag, amely 100% szént tartalmaz. Hővezetőként meghaladja az összes többi ismert anyagot. Az általa előállított távoli infravörös sugarakat ideális terápiának tekintik az egészségügyi problémák természetes megelőzésében. Serkenti a vérkeringést, erősíti az immunrendszert, ha szénmeleggel kombinálják.

SPECIÁLIS JELLEMZŐK



BRAINTRONICS®

A braintronics Technologie audio stimuláció útján szinkronizálja az Ön agyhullámain. Speciálisan kifejlesztett masszázsprogramokkal kombinálva ellazul az stressz által megkínzott teste. Teljesen mindegy, hogy Ön ellazulni, álmodni vagy tanulni szeretne – minden lehetséges.



SHIATSU

A Shiatsu (ujnyomás) a testterápia egy Japánban kifejlesztett formája. A masszázstechnika gyengéd, ritmikus, mélyre ható nyújtásokból és forgatásokból áll. A shiatsu célja, hogy serkente a test bizonyos pontjait és mozgósítsa az izmokat.



3D MASSZÁZS

Ennek az új technikának során a masszázsróbot nem csupán fel és le, hanem előre és hátra is mozog.



2D MASSZÁZS

Az intelligens 2D masszázss mechanizmus lehetővé teszi a masszázsfotel pontosabb helyzetének meghatározását a gerinc különböző szakaszaira.



GYÚRÁS

GYÚRÁS során a bőrt és az izmokat hüvelykujjal és mutatóujjal vagy két kézzel markolásszák és gyúrnak. Ezt a masszázstechnikát elsősorban az izomerevség lazítására használják.



VEREGETÉS

A VEREGETÉS során rövid ütőgötd mozdulatokat végeznek kézzel, tenyérrrel vagy ököllel. Ez serkenti a bőr vérellátását és lazítja a feszült izmokat. A tüdő magasságában végzett VEREGETÉS masszázss javítja a nyáköldést a tüdőben.



GYÚRÁS & VEREGETÉS (DUAL ACTION)

Itt a dagasztó és kopogtató masszírozó technika egyesül, hogy egyidejűleg oldja a feszültséget és serkente a vérkeringést.



GÖRGETÉS

A GÖRGETÉS az izomzat feszültségének és elernyedésének kellemes váltakozása, ezért különösen nyugtató és pihentető.



KARBON HŐ

A mélyre ható karbon infravörös fűtés tágítja az ereket, megnövekszik a vérellátás és csökkenti az izmok tonusát. Továbbá különösen kellemes hatással van az idegsejtekre, amelyek a fájdalom az agy részére való jelentésére szolgálnak.



LÁBMASSZÍROZÓ

Kényelmi lábmasszázs – még a lábörgők a sebessége is állítható



S-ALAK

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenéig. Ezeknél az automata programoknál a különösen testközeli masszírozó fejek az egész hátat masszírozzák egészen a fenéig. Az S-alakú mechanizmus a gerinc természetes felépítését utánozza.



LÉGNYOMÁS

A felemelkedő és lelapadó léggárnak egy pumpáló mozgást eredményeznek, ami természetes izomreflexeket kelt. Különösen jótékony hatású a vádli és a lábfej területén.



ZERO SPACE

For the lying-position the massage chair moves forward and therefore requires very little distance to the wall behind. Space saving and comfortable!



NEHÉZSÉGI ERŐ NÉLKÜL

Ön az űrhajósok részére kifejlesztett – „súlytalan érzés” állapotába kerül.



AUTOMATIKA

A speciálisan kifejlesztett, teljes testre ható automatikus program különböző masszázstechnikák széles választékát kínálja. Itt a meleg/fűtés funkció igény szerint bekapcsolható.



HÁTRÉSZ

Minden mérethez hozzáigazítható masszázsterület.



VÁLLFOGÁS

Célzott gyúró masszázss a váll-/tarkó környékén – zseniális ezen testrészt célzott bántalmi esetén.



FEKVŐ POZÍCIÓ

Az állítható háttámla és lábtámasz hozzájárulnak a test kellemes érzetet biztosító helyzetének egyéni beállításához.



VÁLLRÉSZ BEÁLLÍTÁSA

A váll területén található masszírozó fejek felfelé és lefelé mozgathatók.



LEVEGŐ INTENZITÁSA

Az airbag masszázss intenzitása beállítható.



LEVEGŐ TERÜLET

Légzsák masszázss az egész test számára. A különböző területek egyénileg szabályozhatóak.



PONT

A masszírozó fejek pontosan tudnak masszírozni.



SEBESSÉG

A masszázss-sebesség beállítható.



SZÉLESSÉG

A két masszírozó fej közötti távolság beállítható (szoros, közepes és széles).



ZENE

További kikapcsolódás és élvezet a zene funkcióval.



BLUETOOTH

Kábel nélküli adatátvitel.



MASSZÍROZÓ KEZEK ÉRZET

A speciálisan kifejlesztett masszázssfejek a masszó kezének mozgását utánozzák. Legfeljebb 41 fokos szögben akár 6,5 cm távolságra is ki tudnak nyúlni, és a kezekhez hasonló módon, hatékonyan masszírozni tudják a nyak-, a hát- és az ágyécsigolyákat.



USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK

Amíg Ön ellazulva masszírozhatja magát, addig az integrált USB csatlakozás feltölti pl. az Ön mobiltelefonját.



GYORS HOZZÁFÉRÉS

A kártámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezérelhetők.



USB TÖLTŐKÉSZÜLÉK

Amíg Ön ellazulva masszírozhatja magát, addig az integrált USB csatlakozás feltölti pl. az Ön mobiltelefonját.



GYORS HOZZÁFÉRÉS

A kártámlában található gyors starttal a legfontosabb funkciók egy kézmozdulattal vezérelhetők.



ARTRÓZIS HÚZÁS

A traktió esetén egy enyhe nyújtó húzásról van szó. Ez stimulálja a porokat és élénkíti a folyadék elvezetését, elősegítik a tápanyagok felvételét és enyhítik az artrózisos panaszokat.



DERÉK HÚZÁSA

Az alsó háttájék léggárnai gondoskodnak a medence kímélő nyújtásáról. Ideálisan hat feszüléseket elen.



L-ALAK

Mélyre ható teljes testmasszázs a nyaktól egészen a fenéig.



BEÁLLÍTHATÓ LÁBTÁMASZ

A lábtámasz is meghosszabbítható és így minden testmagassághoz egyénre szabottan hozzáigazítható



HANGERŐ

A hangerő szabályozása.



HÁT HÚZÓ MASSZÁZSA

Egy célirányos nyújtó masszázss, amely aktiválja a testet és élénkítő hatással van az egész szervezetre.



AKUPRESSZÚRA PONTOK

Döntő akupresszúra pont masszírozása.



REFLEXZÓNÁK

A láb-reflexzóna masszázss regenerálja a láb izomat és harmonizáló hatással van szinte valamennyi szervre.



DUPLA SENZOROS TESTSKENNER

A tarkó és a hát legfontosabb területeinek feltérképezéséhez a masszázsfotel először elvezeg a testskennerrel, hogy biztosítsa a masszázsshoz szükséges optimális nyomást. A szenkentechnológia felismeri háta magasságát. Az érték beállítása szükség esetén a szenkentechnológia felismeri háta magasságát módosítható.



LAPOS LCD ÉRINTŐKÉPERNYŐS TÁVIRÁNYÍTÁS

ntőképernyő segítségével a kívánt masszázss kényelmesen kiválasztható és minden további beállításához igazítható. Az érintőkapcsolók segítségével navigálhat a menüpontok között, és kiválaszthatja az Önnek megfelelő masszázst, amely a következő lehet: Tarkó/váll, Alsó hát, Automatá, Manuális, Bővített, Levegőmasszázs. Igény esetén a masszázss idő további 5 perccel hosszabbítható, 5 perctől kezdve egészen 30 percre.



165° FEKVŐHELYZET

Elektronos, folyamatosan állítható háttámla 165 fokos dőlésszögig.



2 MASSZÁZRÓBOT

Két egymástól különállóan működő masszázssörgő.



HANGIRÁNYÍTÁS

A kiválasztott funkciók aktiválásához használja a hangirányítást.



GRAFÉN MELEGSEG A LÁB TERÜLETÉN

A Graphene technológiánéhány percen belül felmelegíti a láb területét.

TITAN


AGYHULLÁM SZINKRONIZÁLÓ
GERINCTERÁPIÁS MASSZÁZSRENDSZER



ELÉRHETŐ SZÍNKOMBINÁCIÓK



KETTŐS MECHANIZMUS
MÉG NAGYOBB KÉNYELEM



TECHNIKAI ADATOK

Méretek álló helyzetben

81,5 x 167 x 124,5 cm

Méretek fekvő helyzetben

81,5 x 180-195 x 98,5 cm

Súly 159 kg

Feszültség

220-240 V ~ 50/60 Hz

Névleges teljesítmény 180 W

Üzemidő 30 perc

braintronics 21 perc

Tanusítványok:



Az ülőrész szélessége 46 cm

A vállrész szélessége (belül) 55 cm



Az Ön személyes szaktanácsadója:



Casada Hungary Kft.

7622 Pécs, Siklósi út 22. (bejárat az Északmegyer dűlő felől)

Telefon: 06 72 551 781 - Email: office@casada.hu

www.casada.hu